

YD-WL-DTL 使用範例

1) 當躺在床舖上使用時，可把燈臂延伸成水平或略下傾，燈罩亦可左右擺頭，至需要的位置如胸、腹或腳部等去照射。



2) 站立使用時，可把燈臂延伸成燈罩垂直或略下傾至需要的位置如頭、肩、頸等去照射。



3) 坐於椅上使用時，可把燈臂成半腰彎狀至需要的位置如頭、肩、頸、背等去照射。



4) 如需使用於較低的部位如腳掌、腳指等腳部時，可將燈臂彎曲下傾斜使用。



5) 收藏時，可把燈臂彎至最小角度。



亞達企業有限公司

11570 台北市南港區南港路三段80巷34號2樓

TEL: 886-2-2783-9583, 886-2-2785-9800 (Rep.) FAX: 886-2-2786-5539

http: www.yondon.com e-mail: yondon@ms18.hinet.net

YD-WL-DTL 的燈罩安裝後之示意圖及使用此燈具的應注意事項

此小的三角形旋鈕可調整燈罩之傾仰角度，僅需旋至一般緊度即可。

此大的四角形旋鈕可調整燈罩之左右擺向的定位，僅需旋至一般緊度即可。



*注意事項

- 1) 計時器(TIMER) 可設定0~3小時，屆時會自動關機。
- 2) 如無專業護理人員照護時，嚴禁知覺不良者如糖尿病患等及無行為能力者如小孩、嬰兒、傷重病患等自行、單獨使用，以免發生燙傷等意外。
- 3) 當此燈具做為保暖用時，請將燈罩與所照射之身體部位保持50~60公分的安全距離。如此燈具做為熱敷使用時，則須有專業護理人員指示，方可使用。
- 4) 設定使用溫度 (強弱調節器)時，請注意室溫(環境溫度)與所設定之溫度的相互關係。
- 5) 禁止照射黑色膠布、尼龍布等塑製品，以免聚熱產生高溫造成毀損，進而引起人員燙傷等意外。
- 6) 燈罩上方禁止掛、放任何物品。使用中及剛使用完，亦勿碰觸燈罩周圍，以免發生燙傷等意外。
- 7) 移動或調整燈具(特別是調整燈架)時，請慢慢操作，以免發生夾傷，或因太用力，導致燈具傾倒，而造成燈具損毀、人員受傷等意外。
- 8) 如燈具因久用而無法隨意定位時，請把支架關節處的螺絲旋鈕重新旋緊或聯絡原廠處理。

亞達企業有限公司

11570台北市南港區南港路三段80巷34號2樓

TEL: 886-2-2783-9583, 886-2-2785-9800 (Rep.) FAX: 886-2-2786-5539

http: www.yondon.com e-mail: yondon@ms18.hinet.net